

细胞培养瓶



培养瓶可以密封起来与病原材料一起使用。搅拌器搅拌杆的设计消除了培养瓶旋转剪切力，避免了清洁和高压灭菌器皿产生的困难。

搅拌装置使用Pyrex® 硼硅酸盐玻璃培养瓶和搅拌器搅拌杆。搅拌杆经过硅化，可以减少细胞粘附到并在表面生成的可能性。工作容积包括125ml, 250ml, 500ml, 1升, 3升 (所有均带2个侧颈) 和5 (带2个或5个侧颈)。

请注意，你必须根据自己的需要订购培养瓶。MCS平台式生物搅拌器不配培养瓶。

技术规格

| | 125ml | 250ml | 500ml | 1 升 | 3 升 | 5 升 | 5 升 |
|-------------|--------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 注满容积, ml | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 10000 | 10000 |
| 标称工作容积, ml | 125 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 工作容积范围, ml | 50-175 | 100-350 | 200-700 | 500-1500 | 1500-3500 | 2000-7000 | 2000-7000 |
| 高度, mm | 145 | 170 | 205 | 263 | 284 | 365 | 365 |
| 直径, mm | 65 | 80 | 100 | 140 | 215 | 240 | 240 |
| 项盖螺纹规格 (mm) | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 侧盖螺纹规格(mm) | 20 | 20 | 30 | 42 | 42 | 24 | 42 |
| 槽口规格 (mm) | 14 | 14 | 23 | 33 | 33 | 18 | 33 |
| 侧颈数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |

订货编号

| 产品代码 | 描述 |
|-------|---------------|
| F7988 | 培养瓶, 125ml |
| F7689 | 培养瓶, 250ml |
| F7607 | 培养瓶, 500ml |
| F7608 | 培养瓶, 1 升 |
| FA298 | 培养瓶, 3 升 |
| FA296 | 培养瓶, 5 升, 5 颈 |
| FA709 | 培养瓶, 5 升, 2 颈 |